

### 交換ルアーロックフィッティング部品&バルブ

#### シリンジ 交換部品

製品詳細	入数	P/N
交換用ルアーロックフィッティング (Kel-F®コーン & 金属アダプター各1個)	1	031902
交換用Kel-F®コーン	2	031903
交換針型シリンジ 針固定用バネ	10	032030

\*ルアーロックアダプター及びルアーコーンは、交換型ルアーロックシリンジのみ交換可能です。 固定型ルアーロックシリンジでは、交換できませんのでご注意ください。

交換型ルアーロックシリンジ

交換用コーンのみ  
P/N:031903



コーンと金属部品のキット  
P/N:031902

交換針型シリンジ



針固定用バネ (ナット内部で使用)  
P/N:032030

#### シリンジ バルブ

製品詳細	シリンジ容量	バルブコード	P/N
交換針(針ゲージ23)付 プッシュ-プルバルブ	25μL - 2.5mL	V25/2.5M-0.63C	031905
交換針(針ゲージ26)付 プッシュ-プルバルブ	25μL - 2.5mL	V25/2.5M-0.47	031906
ルアーロック型 プッシュ-プルバルブ	25μL - 2.5mL	VLL25/25MC	031907
ルアーロック型 プッシュボタンバルブ	5mL - 2L	VLLMA	031910
セプタムバルブ	5mL - 2L	VLLMA5/2000	031911
ルアーロックシリンジ接続用プッシュボタンバルブ	5mL - 2L	SLLV	031915

プッシュ-プルバルブ



この箇所を先方向に  
押すとバルブ開  
引っ張るとバルブ閉

P/N:031905  
P/N:031906

P/N:031907

セプタムバルブ

この箇所を進行方向側  
にするとバルブ開  
垂直にひねるとバルブ閉



P/N:031911

プッシュ-プルバルブ



黒いボタンを押し込むとバルブ開  
白いボタンを押し込むとバルブ閉

P/N:031910

P/N:031915

SGEでは、予めバルブがセットされたバルブ付きシリンジもラインナップしております。 別途、お問い合わせください。